

# הכנה רוקחית

יום רביעי 15 מאי 2019

שם ההכנה:

Mirtazepine 1.25 mg/cap

אצווה מספר : V91505A

ברקוד: 12655

שם החומר	מקור	אצווה	תוקף	פורמולה (עבור 100 קפסולות)	שקילה בפועל	חתימת מכין	חתימת בודק
Mirtazepine 30MG		9/12/008	12/21	4.2 TABS	4.2 Tabs	[Signature]	[Signature]
LACTOSE		155127/0522		קפסולה מס'	ad 17.5		[Signature]
קפסולה מס'							

תוקף: חצי שנה.

מתבסס על נוהל 132 משרד הבריאות

דוגמת מדביקה -

חתימת וחותמת רוקח

מכין:

[Signature]

חתימת בודק שני:

[Signature]



הוראות הכנה:

1. שקול במדוייק את Mirtazepine
2. שקול במדוייק והשלם באמצעות אבקת LACTOSE עד למשקל
- 3.

משקל Lactose (AD...)	גודל קפסולה (על פי מספרן)
60 גרם	00
50 גרם	0
30 גרם	1
22.5 גרם	2
17.5 גרם	3
13 גרם	4

4. ערבב את האבקות באמצעות מכתש ועלי כמספר דקות עד לקבלת תערובת הומוגנית
5. פזר את האבקה לאחר הערבוב על מכשיר להכנת קפסולות בצורה אחידה.
6. ארוז את ההכנה (מדבקות+אריזה היצונית).

תוויות הכנה					
מספר מיכלים שעתידים לצאת לפי נפח האצווה	מספר מדבקות שהודפסו	מס' מדבקות שהודבקו על המיכלים כולל מדבקה דוגמא	תוויות פסולות	תוויות עודפות	מאזן **/*
1	2	2	0	0	0

\*מאזן = מס' מדבקות שהודפסו - מס' מדבקות שהודבקו על המיכלים כולל מדבקה דוגמא - תוויות פסולות - תוויות עודפות. המאזן אמור להיות אפס חתימה וחותמת המכין:

*Handwritten signature*

מספר

מספר

כמות קפסולות בהכנה \_\_\_\_\_ כמות קפסולות בפועל \_\_\_\_\_ ניצולת (באחוזים) \_\_\_\_\_

7. העבר לעמדת רוקח משחרר

8. סקירת מסמכים לצורך שחרור/פסילת בהכנה

מסמכי ההכנה נסקרו ונמצאו תקינים כן לא

מראה ההכנה תקין כן לא

מאזן התוויות נסקר ונמצא תקין כן לא

נבדקה התאמה בין התוויות למרשם הרופא ונמצאה תקינה כן לא

תנאי איחסון (הקף העיגול): חדר, קירור 2-8, הקפאה 20-

**ההכנה משוחררת / פסולה לניפוק \*\***

\* סמן בעיגול את האופציה הנבחרת

\*\* במקרה של פסילה - פתח דו"ח חריגה

חתימה וחותמת אחראי שחרורים

18/05/19 תאריך:

*Handwritten signature and stamp*

8. הכנסה למלאי בית המרקחת