

הכנה רוקחית

אצווה מספר : V92509E

יום רביעי 25 ספטמבר 2019

שם ההכנה : CYCLOSPORIN 20 mg

ברקוד: 144

שם החומר	אצווה	תוקף	פורמולה (עבור 100 קפסולות)	שקילה בפועל	חתימת מכין	חתימת בודק
Pow. CYCLOSPORIN	158536/c	01.22	2 gr	4 g	Bd	מס' 12229 מדי מרקט
Pow. LACTOSE	155122/A	05.22	Ad 17.5gr	Ad 35g	Bd	מס' 12229 מדי מרקט
קפסולה מס' 3			קפסולה מס 3			

תוקף: חצי שנה

מתבסס על נוהל 132 משרד הבריאות

דוגמת מדבקה

חתימת וחותמת רוקח

מכין:

Bd

חתימת בודק שני:



הוראות הכנה:

1. שקול במדוייק את CYCLOSPORIN
2. שקול במדוייק והשלם באמצעות אבקת LACTOSE עד למשקל על פי הטבלה

גודל קפסולה (על פי מספרן)	משקל Lactose (AD...)
00	60 גרם
0	50 גרם
1	30 גרם
2	22.5 גרם
3	17.5 גרם
4	13 גרם

הסגירה מוקדמת
רוקח אוריא-בית מרקחת
מס' 12229
אי.אל.מדי מרקט

3. ערבב את האבקות באמצעות מכתש ועלי כמספר דקות עד לקבלת תערובת הומוגנית
 4. פזר את האבקה לאחר הערבוב על מכשיר להכנת קפסולות בצורה אחידה.
 5. ארוז את ההכנה (מדבקות+אריזה חיצונית).

תוויות הכנה					
מספר מיכלים שעתידים לצאת לפי נפח האצווה	מספר מדבקות שהודפסו	מס' מדבקות שהודבקו על המיכלים כולל מדבקת דוגמא	תוויות פסולות	תוויות עודפות	מאזן **/*
2	3	2 + 1	0	0	2

*מאזן = מס' מדבקות שהודפסו - מס' מדבקות שהודבקו על המיכלים כולל מדבקת דוגמא - תוויות פסולות - תוויות עודפות. המאזן אמור להיות אפס חתימה וחותמת המכין: *[Signature]*

מס' קפסולות כולל של ההכנה *200 cap* מס' קפסולות בפועל *200 cap* ניצולת (באחוזים) *100%*
 6. העבר לעמדת רוקח משחרר

7	סקירת מסמכים לצורך שחרור/פסילת ההכנה
<input type="checkbox"/>	מסמכי ההכנה נסקרו ונמצאו תקינים <input checked="" type="checkbox"/> לא
<input type="checkbox"/>	מראה ההכנה תקין <input checked="" type="checkbox"/> לא
<input type="checkbox"/>	מאזן התוויות נסקר ונמצא תקין <input checked="" type="checkbox"/> לא
<input type="checkbox"/>	נבדקה התאמה בין התוויות למרשם הרופא ונמצאה תקינה <input checked="" type="checkbox"/> לא
<input type="checkbox"/>	תנאי איחסון (הקף העיגול) <input checked="" type="checkbox"/> חוץ, קירור 2-8, הקפאה 20-
	ההכנה משוחררת/ פסולה לניפוק **
	* קמן בעיגול את האופציה הנבחרת ** במקרה של פסילה - פתח דו"ח חריגה חתימה וחותמת אחראי שחרורים: <i>[Signature]</i> תאריך: <i>25/09/2019</i> חסארתה מאחזת בית מרקחת מ.ג. 122229-3 יגאל קרי מרקט

8. הכנסה למלאי בית המרקחת