


887
24

	תנאי הכנה נאותים ובית מרקחת : קבלת הזמנה, ייצור ובקרת איכות
נוהל זה בתוקף מתאריך : 24.12.18	נורל מסי 20-05 (נספח מספר 2)
עמוד 1 מתוך 2	מר דורה : 02

הכנה רוקחית

יום רביעי 28 אוגוסט 2019
שם ההכנה :

60 י"ר

ESTRADIOL BENZOATE

5 mg/ml INJ. (10ml)

אצווה מספר : V92808C

ברקוד : 0290

שם החומר	אצווה	תוקף	כמות	שקילה במועל	חתימת מבין	חתימת ב"ר
ESTRADIOL BENZOATE	160037	05.20	5 gr	3	Bal	רוקחית אחרת - בית מרקחת אי.אל. מדי-מרקט 3-122229
NIPAGIN	155788/A	05.22	1.5 gr	0.9	Bal	רוקחית אחרת - בית מרקחת אי.אל. מדי-מרקט 3-122229
PROPYLENE GLYCOL	YF9190429	04.21	100 ml	240	Bal	רוקחית אחרת - בית מרקחת אי.אל. מדי-מרקט 3-122229
GLYCEROL FORMAL	140241600	10.21	AD 1000 ML	600	Bal	רוקחית אחרת - בית מרקחת אי.אל. מדי-מרקט 3-122229

תוקף: חצי שנה
מרבס על נורל 132 משרד הבריאות

דוגמת מד ביקור

חתימת וחומת רוקח

מכין: Bal

חתימת בורק שני :

09-8844453
3-122229
אי.אל. מדי-מרקט

הכנה רוקחית

ESTRADIOL BENZOATE

5mg/ml
inj. solution
10ml.


לא לשימוש בחיות המיועדות למאכל
חייב מרשם רופא לשימוש וטרינרי בלבד

Medi-market
B: V92808C
Exp: 27.02.20
יצור: 28.08.19
Mu.Ha.

בית מרקחת אי.אל.מדי-מרקט | רח' הכדר 18, נתניה | טל' 09-8844453

ESTRADIOL BENZOATE
5mg/ml
inj. solution
10ml
B: V92808C Exp: 27.02.20

0290
ESTRADIOL BENZOATE
5mg/ml
inj. solution
10ml
B: V92808C Exp: 27.02.20

 Medi-market medicine and medical equipment	תנאי רכנון נאותים בבית מרקחת: קבלת תזמנה, ייצור ובקרת איכות
נוהל זה בתוקף מתאריך: 24.12.18	נורל מסי 20-05 (נספח מספר 2)
עמוד 2 מתוך 2	מר דורה: 02

1. שכול במדויק את כל מרכיבי ההכנה
2. לרוסין על האבקה את הנוזלים ובסוף את גלצרול פורמל עד הנפח הנדרש
3. סנן וחלק לבסבוקים של 10 מל.
4. ארוז את ההכנה (מזבקית+אריזיה חיצונית).

תוויות הכנה					
מספר מיכלים שעתידים לצאת לפי נפח האצויה	כספר כזבקות שהודפסו	מס' מדבקות שהודבקו על המיכלים כולל מדבקות דוגמא	תוויות פסולות	תוויות עודפות	מאזן **/
60	62	62	-	2	0

*מאזן = מס' מדבקות שהודפסו - מס' מדבקות שהודבקו על המיכלים כולל מדבקות דוגמא - תוויות פסולות - תוויות עודפות. המאזן אמור להיות אפס

חתימה וחותמת המכין:  התמימת אחראי אריזות:

נפח ההכנה _____ נפח ההכנה בפועל _____ ניצולת(באחוזים) _____

4. רעזר לעמידות רוקח משחרר

8	סקירר מסמכים לצורך שחרור/נסילה ההכנה
<input type="checkbox"/>	כ סמכי ההכנה נסדרו ונמצאו תקינים 4/ לא
<input checked="" type="checkbox"/>	כ ראה הזכנר וקין (צלילות, ריח, צבע, מרקם, pH) כן/ לא
<input checked="" type="checkbox"/>	כ אין הרויות נסדר ונמצאו תקינים כן/לא
<input checked="" type="checkbox"/>	נבדקה ר האמר בין הרו יתלרשם הרופי ונמצאה תקינה כן/לא
<input checked="" type="checkbox"/>	רנאי איחסון (הקף העיגול) 10 דק קירור 2-8, הקפאה 20-
	ההכנה בשוחררת פסולה לניפוק **
	* סכן בעיגול את האופציה הנבחרת
	** במקרה של פסילה - פנת דורה חזרה
	חתימה וחותמת אחראי שחרוריים:
	תאריך: 1.9.2018

חסאר מה חמודי
רוקח מר 2229
הי.אל. מדי-מרקט

9. הוסר גמלאי בית המרקחת